

**1609228 - Tabouret 272 - zwarte kunststof - 5 wielen - 45 - 65 cm -
standaard bekleding - Lunar Gray - 1 st**



Beschrijving

De Ritter 272 Air Lift tabouret van Midmark biedt optimaal comfort, steun en stabiliteit. Dankzij het stervormige ontwerp van de basis heeft u dichter toegang tot de patiënt en geniet u van stabiele, moeiteloze beweegbaarheid. De zwarte kunststof vijfpoets basis met wieltjes zorgt voor extra stevigheid en heeft een draagkracht van circa 136 kg.

Opgelet: de kleur van de tabouret zoals weergegeven op de afbeelding is niet de werkelijkheid. Bekijk de kleurenkaart voor de exacte kleur.

Specificaties

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Merk | Midmark |
| Wielen | Ja |
| Voetring | Nee |
| Rugsteun | Nee |
| Diameter zitvlak | 40 cm |
| Aantal wielen | 5 |
| sku | 1609228 |
| Kleur | Lunar Gray |
| Kleur onderstel | Zwart |
| Materiaal onderstel | Kunststof |
| Type zitting | Ronde zitting |
| Verstelbare hoogte met gasveer | 45 - 65 cm |
| Type verpakking | Set |