

## 1574639 - Onderzoekstafel Praxis 4 Elite - elektrisch - Perfect bekleding - 1 st



### Beschrijving

De Praxis 4 Elite is de opvolger van de succesvolle Praxis 3 uit de Praxis serie. Deze lijn kenmerkt zich door een enorm bereik van 42-112cm en heeft daarbij standaard hefvermogen van 225kg. Door de ronde poten en dikkere profielen ziet de tafel er niet alleen mooi uit, maar is deze ook zeer sterk en stabiel. Door de speciale gasveer onder het hoofd-/beendeel gaat de klep automatisch omhoog als de tafel naar de laagste positie zakt. Dit gebeurt wanneer deze korte klep naar beneden staat gericht. Hierdoor is het mogelijk om de vlakverdeling optimaal in te delen en toch een laagste stand van 42cm te garanderen.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Wesseling
<b>Product afmetingen</b>	B 64 cm, L 196 cm
<b>Wielen inbegrepen</b>	Ja
<b>Hoogteverstelbaar</b>	Ja
<b>Hoogte</b>	42-112 cm
<b>Papierrolhouder inbegrepen</b>	Ja
<b>Aantal delen</b>	4-delig
<b>Hoogteverstelling</b>	Elektrisch
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk