

## 1543093 - Drinkbeker - 300 ml - 1 st



### Beschrijving

Deze beker vergemakkelijkt het eten en het drinken. De beker heeft diverse aangrijppunten en is geschikt voor personen met verzwakt gevoel of slechte coördinatie. Hij is ook vaatwasbestendig.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Etac
<b>Deksel</b>	Ja
<b>Handvat</b>	Ja
<b>HACCP-conform</b>	Ja
<b>Isolerende beker</b>	Nee
<b>Schaalaanduiding</b>	Ja
<b>Samenstelling</b>	PET-houder/tuitdeksel: polypropyleen
<b>sku</b>	1543093
<b>Inhoud</b>	300 ml
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk