

## 1601580 - Physiosonic ES-7S - hands-free ultrageluid (STATUS)



### Beschrijving

Physiosonic STATUS vertegenwoordigt een nieuwe revolutionaire methode om therapeutisch ultrageluid op de meest efficiënte manier toe te passen.

- U hoeft uw klassieke US-kop niet meer te bewegen om ongewenste effecten zoals brandwonden te voorkomen. Met het STATUS-systeem en de gelpad scant de ultrageluid-kop automatisch het behandingsgebied met de vooraf ingestelde intensiteit zonder enig risico op overdosering.
- Een gelpad zonder vloeistof zorgt voor een goede overdracht van de ultrageluidenergie. Het gelpad wordt op zijn plaats gehouden met een fixatie-ring. De vacuümdruk zorgt voor een perfecte afdichting tussen het lichaam, het gelpad en de behandelkop. De constante loodrechte positie van de gefixeerde StatUS™-applicator vermindert variaties in de dosering zoals bij dynamische ultrageluidtoepassingen. Hierdoor wordt de klinische effectiviteit en de veiligheid van de patiënt verhoogd.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Enraf-Nonius
<b>sku</b>	1601580
<b>Gewicht</b>	650 g
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk