

## 1015636 - Manuele bloeddrukmeter Classic - 2-in-1 slang - velcromanchet volwassenen - etui - 1 st



### Beschrijving

De bloeddrukmeter Boso Classic is een zeer nauwkeurige en betrouwbare complete bloeddrukmeter. Bestemd voor een intensief gebruik in dokterspraktijken en ziekenhuizen.

De manometer van de bloeddrukmeter is schokbestendig, veilig tegen overdruk en is voorzien van een niet-corrosieve mechanisme.

De Boso Classic bloeddrukmeter is compatibel met een groot gamma manchetten. Naargelang de gekozen manchet kan de bloeddrukmeter voor zowel baby's als obese patiënten worden gebruikt. De bloeddrukmeter beschikt over een schroef voor het gemakkelijk uitwisselen van de manchet. Ontdek meer complete bloeddrukmeten van BOSO.

### Voordelen

- Veilig tegen overdruk
- Voorzien van een niet-corrosieve mechanisme
- Met 2 in 1 slangconstructie

## Specificaties

<b>Merk</b>	BOSO
<b>Samenstelling</b>	Chroom
<b>sku</b>	1015636
<b>Type bloeddrukmeter</b>	Aneroïde bloeddrukmeters
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk