

## 1019675 - Agani™ naalden - 21G x 1,5" - groen - 100 st



### Beschrijving

Agani™ naalden van **Terumo** hebben een nauwkeurig gevormde naaldpunt met siliconen coating.

De scherpe punt vergemakkelijkt de penetratie van de huid en helpt het trauma te minimaliseren. De siliconen coating zorgt voor glij-eigenschappen en maakt een soepele inbreng mogelijk. De diameter van de naald is te herkennen aan de ISO-kleurgecodeerde hub.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Terumo
<b>SKU leverancier</b>	AN*2138R1
<b>Samenstelling</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hub: polypropyleen + master batch</li><li>• Canule: roestvrij staal</li><li>• Kleefstof: epoxylijm</li><li>• Glijmiddel: siliconen olie</li></ul>
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Latex vrij</b>	Ja
<b>Veiligheidsmechanisme</b>	Nee
<b>sku</b>	1019675
<b>Bevel</b>	Regular 11°
<b>Afmeting</b>	21G x 1 1/2"
<b>Afmeting in mm</b>	0,8 x 38 mm
<b>Injectietoepassing</b>	Intramusculair
<b>Kleur</b>	Groen
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos