

1005472 - Leukoplast® strong - 6 cm x 5 m - 1 st



Beschrijving

Leukoplast strong van **BSN** is een sterke, duurzame en resistente pleister voor de verzorging van licht- exsudatieve oppervlakkige snijwonden, schaafwonden en scheurwonden. De pleister is luchtdoorlatend en past zich aan aan de lichaamscontouren, kleeft niet aan de wonde. Alleen op een schone en droge huid toepassen.

Specificaties

Merk	BSN
Product afmetingen	B 6 cm, L 500 cm
Steriel	Nee
Kompres	Ja
Geperforeerd	Nee
Normeringen	ISO 13485
Samenstelling	Non-woven
Kleur	Bruin
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk