

## 1575198 - Mobilyzer cilinderhouder - diam. 105 mm



### Beschrijving

Accessoire voor Mobilyzer infuuspaal. De Mobilyzer kenmerkt zich door zijn bijzondere frame en voet. Dankzij de voet met vijf wielen ervaart de patiënt maximale stabiliteit. Het stuur is eenvoudig in hoogte te verstellen, zodat ook kinderen de Mobilyzer kunnen benutten.

### Specificaties

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                 | TechniCare                   |
| <b>Normeringen</b>          | EN 1985 EN 12182             |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| <b>Type verpakking</b>      | Stuk                         |