


1016632 - Leukostrip - 4 x 76 mm - 50 x 4 st



Beschrijving

Leukostrip wondhechtstrips zijn vervaardigd van 100% polyamide voorzien van een hypo-allergene kleeflaag waarmee een vrijwel pijnloze wondsluiting mogelijk is. Het materiaal is elastisch en rekt mee bij eventueel ontstaan van zwelling. Leukostrip van **Smith & Nephew** komt, nadat de zwelling is afgenomen, weer in haar oorspronkelijke vorm terug. Door hechtingen op de derde postoperatieve dag te vervangen door een wondhechting met Leukostrip, wordt de littekenvorming op de plaats van de insteekopening geminimaliseerd zodat een ontsierend "ritssluiting effect" zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Leukostrip kan ook gecombineerd worden met subcutane of intracutane hechtingen of als aanvulling gebruikt worden bij nietjes.

Specificaties

Merk	Smith & Nephew
Samenstelling	Polyamide
Steriel	Ja
sku	1016632
Kleur	Wit
Maat Steri-Strip	4 mm x 76 mm
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos