

1532924 - Integra spuiten 3 ml met naald 22G x 1 1/2 - 100 st



Beschrijving

PrecisionGlide™ naald helpt de nauwkeurigheid van de dosering te verbeteren. De BD Integra spuit is het enige terugtrekapparaat dat klinici de keuze biedt om het apparaat te activeren voor of na het terugtrekken van de naald uit de patiënt, zodat altijd de volledige medicatiedosis wordt toegediend. De BD Integra™ spuit heeft 0,026 ml afvalruimte.

Specificaties

Merk	BD
Inhoud	3 ml
Veiligheidsmechanisme	Ja
Steriel	Ja
Samenstelling	Spuit: kunststof, naald: roestvrij.
Lengte naald	12.7 mm
Diameter naald	0.7 mm
Kleur	Zwart
Type verpakking	Doos