

## 1508106 - Flexiport manchet maat 11L - zonder slang en connector - 1 st



### Beschrijving

Flexiport manchetten zijn herbruikbaar en kunnen rechtstreeks op alle bloeddrukmeters bevestigd worden. Eénmalig gebruik, ter preventie van kruisbesmetting en dus bedoeld om meerdere malen bij dezelfde patient te gebruiken.

### Specificaties

<b>Merk</b>	WelchAllyn
<b>Aantal slangen</b>	Geen slang
<b>Maat armband Flexiport</b>	Maat 11 L
<b>Type armband Flexiport</b>	Enkel flexiport armband
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk