

1512218 - ProPulse irrigator oorspoelapparaat - 1 st



Beschrijving

De nieuwe ProPulse® Ear Irrigator combineert een modern ontwerp met klassieke ProPulse®-functies, waardoor een effectievere patiëntenzorg mogelijk wordt. Een op veiligheid gerichte operatie biedt een gebruiksvriendelijke oplossing voor al uw vereisten voor oorirrigatiebehandeling.

De nieuwe ProPulse® Ear Irrigator is ontworpen met zowel de patiënt als de clinicus in gedachten. De nieuwe ProPulse® Ear Irrigator is ergonomisch ontworpen - het nieuwe handvatontwerp maakt het bijvoorbeeld gemakkelijker om de QrX™-tip te verwijderen. Beproefde en geteste belangrijke ProPulse®-functies, zoals eenvoudige handsfree bediening via de voetschakelaar, blijven behouden.

- Variabele drukregeling voor veilige waterafgifte
- Ergonomisch handvatontwerp vergemakkelijkt het gemakkelijk verwijderen van de tip
- Voetschakelaar maakt handsfree bediening mogelijk
- ProPulse® Contrapulse® waterafgiftesysteem
- ProPulse® QrX-technologie

De ProPulse irrigator oorspoelapparaat wordt geleverd met 100 wegwerpbare Propulse QrX™ oortips.

Specificaties

Merk	Propulse
Kleur	Wit
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk