

## 1608837 - Handschoenen - Latex - steriel - gepoederd - M (7) - 50 paar



### Beschrijving

**MaiMed®** Tex operatiehandschoenen zijn licht gepoederd en zijn gemaakt van latex met rolrand en zijn scheurbestendig. Het is een steriele, volledig anatomische latex handschoen voor de chirurgische praktijk. Het heeft een optimaal draagcomfort en een uitstekend tastgevoel, zelfs tijdens lange werkzaamheden. Dankzij het microgeruwde oppervlak biedt MaiMed® Tex een zeer goede grip bij het hanteren van medische instrumenten. Het is ook zeer duurzaam, waardoor het speciale bescherming biedt tijdens chirurgische ingrepen.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Maimed
<b>Samenstelling</b>	Latex
<b>sku</b>	1608837
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Maat</b>	M (7)
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos