


1546254 - Opklapbeugel inox met muurplaat - wit - 53 cm - 1 st



Beschrijving

Deze opklapbare toiletbeugel biedt niet alleen steun tijdens het gaan zitten of opstaan van een toilet of douchezit, maar ook bij zijwaarts verschuiven, bijvoorbeeld vanuit een rolstoel naar het toilet. Deze beugel biedt dus steun in zowel horizontale als verticale positie en dat met een betrouwbare vergrendelingstand. Eenvoudige montage rechtstreeks op de wand. Uitvoering met muurplaat in wit.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2603.3502-02
Categorie toiletsteunen	Opklapbare toiletsteunen
Kleur	RVS gepolijst/wit
Lengte toiletbeugels	530 mm
Maximale horizontale belasting	150 kg
Maximale zijwaartse belasting	100 kg
Type verpakking	Stuk