

1508687 - Abdominale kompressen - 45 x 45 cm - steriel - 1 x 50 st



Beschrijving

Deze abdominale kompressen zijn bedoeld voor het tamponneren en absorberen van bloed en exsudaten tijdens chirurgische ingrepen. Deze kompressen bestaan uit 4 lagen en absorbeert binnen 2 tot 2,5 seconden.

Specificaties

Merk	Other
SKU leverancier	625105K
Steriel	Ja
sku	1508687
Samenstelling	100% katoen gebleekt gaasdoek. 100% wit katoenen garen.
Gewicht	111 g
Lagen	n.v.t
Maat	45 x 45 cm
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Verpakking	1 x 50 st
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos