

## 1571986 - TL 100 digitale therapielamp 2-in-1 LED-lamp - 1 st



### Beschrijving

2-in-1 daglichttherapielamp en sfeerlicht in één product! De uitzonderlijk gelijkmatige verlichting en 10.000 lux lichtintensiteit brengen daglicht in huis. Het sfeerlicht met kleurwisselfunctie zorgt voor een gezellige sfeer. Staat in verbinding met je smartphone dankzij de app Beurer LightUp-app dat eenvoudig te bedienen is. Met een lichtintensiteit van 10.000 (afstand 10m), vrij van UV-licht. Inclusief adapter.

### Specificaties

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Merk</b>                 | Beurer                          |
| <b>Product afmetingen</b>   | B 30.6 cm, H 33.5 cm, L 20.3 cm |
| <b>SKU leverancier</b>      | 60835                           |
| <b>Vermogen</b>             | 36 W                            |
| <b>Lichtintensiteit</b>     | 10 lux                          |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa    |
| <b>Type verpakking</b>      | Stuk                            |