

1610200 - 3M™ Littmann® Cardiology Dual IV™ stethoscoop - zwart - satin finish - zwart mat - 1 st



Beschrijving

De **3M™** Littmann® cardiology IV™ stethoscoop is ontworpen voor medici die superieure akoestische kwaliteit en veelzijdigheid hoog in het vaandel hebben staan. Het vernieuwde ontwerp is voorzien van een instelbaar membraan aan elke zijde van het borststuk.

Specificaties

Merk	3M™
Digitaal	Nee
Kleur	Zwart
Type stethoscoop	Cardiology Dual IV
Afwerking borststuk	Zwart mat
Kleur steel	Satin finish
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk