

## 1543436 - CM 50 cellulitis massage - 1 st



### Beschrijving

**Beurer** Anti cellulitis massage apparaat met netadapter houdt de huid soepel en stevig, bevordert de doorbloeding in de huidlagen. Hij kan eenvoudig thuis gebruikt worden en heeft een massage intensiviteit op 2 niveau's. Met een ergonomische grip.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>Product afmetingen</b>	B 19.5 cm, H 28 cm, L 29.5 cm
<b>SKU leverancier</b>	59001
<b>sku</b>	1543436
<b>Type verpakking</b>	Stuk