

1571832 - Bellavista™ 1000 NEO ventilator



Beschrijving

De Bellavista™ NEO ventilator is ontworpen voor de meest nauwkeurige volume- en drukregeling voor uw kleinste en meest gevoelige patiënten. Hij is ontworpen om neonaten met een extreem laag geboortegewicht te ondersteunen en biedt een ademvolume van slechts 2 ml.

Innovatieve kenmerken van de Bellavista™ neo zijn:

- Proximale flowsensortechnologie voor gevoelige en nauwkeurige triggering.
- Doelgerichte beademing
- NIV maskerodus
- nCPAP en NIPPV (beademing op basis van druk of flow)
- Zuurstoftherapie met hoge stroomsnelheid tot 60 L/min.
- Hulp bij het instellen
- Intuïtieve navigatie
- Stemmingknoppen
- Dubbele venting

Kenmerken en voordelen:

- Groot 13,3" kleuren capacitief touchscreen
- Intuïtieve gebruikersinterface
- Nauwkeurige toediening van ademhalingsvolume vanaf 2 ml.
- nCPAP - werking op basis van druk of flow
- nIPPV hoge frequentie - tot 200 ademhalingen/min.
- Burst back-up voor extra veiligheid in de nCPAP-modus
- Configureerbare FiO₂-toediening - Verhoog FiO₂ en zuurstof spoeltijd
- Compact en lichtgewicht high-end neonatale ventilator
- Interne batterijen zorgen voor een ononderbroken werking gedurende ten minste 4 uur

Specificaties

Merk	Vyaire
sku	1571832
Type beademing	Non invasieve beademing
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk