

1013009 - Rectale-orale thermometer - blauw - 1 st



Beschrijving

Rectale-orale duurzame thermometer is gemaakt van krasbestendig plastic en meet tot op 0,1° de lichaamstemperatuur. De levensduur van de batterij is zo'n 3 jaar bij een gebruiksfrequentie van 3-4 keer per dag, met zo'n 10.000 metingen en heeft een meetbereik van 23°-42°. Bovendien is de thermometer waterdicht en kan dus zo eenvoudig ontsmet worden, inclusief de sensor, display en batterijunit. De thermometer heeft een automatische aan -en uit functie, wanneer de thermometer wordt opgeborgen in de bijpassende hoes schakelt deze automatisch uit. Dit waarborgt een lange levensduur.

Voorspellende modus

De lichaamstemperatuur wordt berekend binnen 30 seconden (axillair en oraal) .

Directe modus

De temperatuur wordt gemeten (axillair: 5 min // oraal: 10 min)

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	ET*C405S
Digitaal	Ja
Infrarood	Nee
Koorts alarm	Ja
Contactloos	Nee
Flexibele tip	Nee
Low battery indicatie	Nee
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1013009
Meetsnelheid	30 sec
Type thermometer	Orale thermometer Rectale thermometer
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Stuk