

1532226 - Velcromanchet + long met 2 slangen - obesen - 1 st



Beschrijving

Velcromanchet die geschikt is voor alle digitale bloeddrukmeters van Boso. De juiste manchet is belangrijk voor betrouwbare en nauwkeurige meetresultaten.

Specificaties

Merk	BOSO
Compatibel met	Boso Manuel II
Bereik armband bloeddrukmeter	33 - 41 cm
sku	1532226
Doelgroep	Obesen
Maat armband	L
Type armband	Velcro armband
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk