

1603875 - Suprasorb® H Hydrocolloïd standaard verband - 5 x 10 cm - steriel - 10 st



Beschrijving

Suprasorb® H Hydrocolloïd dun verband absorbeert vocht dankzij de hydrocolloidmatrix en absorbeert snel exsudaat, vormt een cohesieve gel. Het verband is zeer luchtdoorlatend, wat de verzorging van niet-geïnfekteerde wonden, aangenaam maakt. De draagtijd van het verband is 7 dagen.

Specificaties

Merk	Lohmann Rauscher
Samenstelling	Polyurethaan film, hydrocolloid, papier met siliconen laag
Steriel	Ja
sku	1603875
Lagen	3-laags
Maat	5 x 10 cm
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Doos