

1544820 - Toilettilband met hoofdsteun - met lussen - M - 1 st



Beschrijving

Silvalea universele gewatteerde toilettilband met lussen en onderarm voor comfort, een ingebouwde heupsteun met kliksluiting. De tilband biedt een goede toegang voor hygiënische doeleinden. De tilband mag in de wasmachine op maximum 85° en in de droger op een lage temperatuur maximum 50°.

Specificaties

Merk	Silvalea
Normeringen	ISO 13485:2016; ISO 14971:2019; EN 15223-1:2016
Samenstelling	100% polyester
Hoofdsteun	Ja
sku	1544820
Bevestiging tilbanden	Lussen
Maat	M
Type tilband	Toilettilband
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk