

## 1574121 - Onderzoekstafel Kombi Elite - elektrisch - Purfect bekleding - 1 st



### Beschrijving

De Kombi Elite is de opvolger van de succesvolle Kombi. Deze tafel heeft een enorm bereik van 42-112cm en draagt daarmee bij aan de ergonomie op de werkplek. Door de hoogste stand van 112cm kunnen behandelingen vaak zelfs staand worden uitgevoerd. Door de unieke vlak verdeling is de tafel inzetbaar voor bijna iedere behandeling in de huisartsenpraktijk of verloskundige praktijk. Door de ronde poten en dikkere profielen ziet de tafel er niet alleen mooi uit, maar is deze ook zeer sterk en stabiel.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Wesseling
<b>Product afmetingen</b>	B 64 cm, L 198 cm
<b>Wielen inbegrepen</b>	Ja
<b>Hoogteverstelbaar</b>	Ja
<b>Hoogte</b>	42-112 cm
<b>Papierrolhouder inbegrepen</b>	Nee
<b>Hefvermogen</b>	225 kg
<b>Tijdsduur hoogteverstelling</b>	40 s
<b>Aantal delen</b>	3-delig
<b>Hoogteverstelling</b>	Elektrisch
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk