

## 1543490 - HK 58 verwarmingskussen rug/hals - 100 W - 1 st



### Beschrijving

Veelzijdig verwarmingskussen 2-in 1 voor nek en rug dankzij het nauwsluitende ontwerp, individueel verstelbare klittenbandsluiting; verstelbare buikriem en klittenbandsluiting in de nek. Met een LED-controller, 6 temperatuurstanden en een **Beurer** veiligheidssysteem (BSS). Het kussen schakelt automatisch uit na 90 min, heeft verlichte temperatuurinstellingen en een verwijderbare schakelaar. De hoes van het kussen is vervaardigd uit zacht fleece materiaal.

## Specificaties

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Merk</b>                            | Beurer           |
| <b>Product afmetingen</b>              | B 42 cm, L 62 cm |
| <b>SKU leverancier</b>                 | 21505            |
| <b>Vermogen</b>                        | 100 W            |
| <b>CNK-code</b>                        | CNK 2844-165     |
| <b>Machine wasbaar</b>                 | Ja               |
| <b>Ademend</b>                         | Ja               |
| <b>Snelle verwarming</b>               | Ja               |
| <b>Hoes inclusief</b>                  | Nee              |
| <b>Wasbare hoes</b>                    | Nee              |
| <b>Beveiligingssysteem</b>             | Ja               |
| <b>Temperatuurniveaus</b>              | 6                |
| <b>Automatische switch-off functie</b> | Ja               |
| <b>Europese Regelgeving</b>            | 2014/30/EU       |
| <b>Type verpakking</b>                 | Stuk             |