

## 1571871 - kBox4 Active Starter System



### Beschrijving

Het kBox4 Active Starter System is het ideale instapmodel vliegwieltrainingssysteem. Het toestel wordt erkend voor zijn kwaliteit, gebruiksgemak, technologie, ergonomie, evaluatie en wetenschappelijke publicaties. Het Starter System bevat het kBox 4 Active Platform, de Angle Adjuster, een vliegwiel, een heupgordel en de kGrips.

#### Kenmerken

- Polyvalent trainingsapparaat voor oefeningen van bovenlichaam, de romp en het onderlichaam
- Draagbaar
- Uitzonderlijk gemakkelijk te gebruiken
- Voor individueel thuisgebruik
- 1 groot vliegwiel
- Inertie tot 0,100 kgm<sup>2</sup>
- Compatibel met kMeter II
- Afmeting 76 x 51 cm
- Gewicht: 15 kg

### Specificaties

<b>Merk</b>	Exxentric
<b>Europese Regelgeving</b>	2001/95/EC
<b>Type verpakking</b>	Stuk