

## 1572319 - Sloop katoen/polyester voor Relax compactkussen - gitane lined - 1 st



### Beschrijving

Om een optimale hygiëne en een lange levensduur van het kussen te garanderen, raden wij u aan om het kussen te voorzien van een sloop.

Lichte kleurverschillen zijn mogelijk.

De sloop in badstof is wasbaar op 85°C, alle andere slopen zijn wasbaar op 60°C.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Fico
<b>sku</b>	1572319
<b>Kleur sloop</b>	Gelijnd gitane
<b>Materiaal</b>	Katoen/polyester
<b>Merk positioneringsmateriaal</b>	Relax
<b>Wasbaar</b>	60° C
<b>Type verpakking</b>	Stuk