

## 1518856 - Navelstrengklem - wit - steriel - 1 x 150 st



### Beschrijving

De navelstrengklem wordt gebruikt om de navelstreng van een pasgeborene tijdens de bevalling af te klemmen. Deze **Gyneas** klem voor eenmalig gebruik heeft inkepingen om de navelstreng goed vast te houden. De veilige sluiting voorkomt dat het per ongeluk wordt geopend. De navelstrengklem is steriel, voor eenmalig gebruik en verpakt in een individueel zakje.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Gyneas
<b>Product afmetingen</b>	L 5.4 cm
<b>sku</b>	1518856
<b>Kwaliteit instrumenten</b>	Wegwerp steriel
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos