

## 1552930 - Fangopan 15L



### Beschrijving

De compacte uitvoering als tafelmodel maakt de fangopan geschikt voor elke praktijkruimte. In de pan kan zowel paraffine, paraligno als parafango battaglia verwerkt worden. Door toepassing van directe verhitting is de fangopan bij uitstek geschikt om te steriliseren (bij 135°C)\*. De fangopan heeft een isolatie van glaswol en wordt geleverd inclusief spatdeksel met koudegreep.

\*Sterilisatie is alleen mogelijk bij gebruik van parafango battaglia. Paraligno verdraagt deze hoge temperatuur niet.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Enraf-Nonius
<b>Europese Regelgeving</b>	2014/30/EU
<b>Type verpakking</b>	Stuk