

1549741 - Schiller Cardiovit CS-200 Excellence (incl. Powercube LFX)



Beschrijving

Het hartevaluatiesysteem CS-200 Excellence voor stresstesten van **SCHILLER** richt zich primair op prestaties.

Dankzij de ongeëvenaarde algoritmen en perfecte connectiviteit met het EMR-cardiologie-informatiesysteem, SEMA en PACS, maakt het CS-200 Excellence-systeem het snel en eenvoudig om de stroom van uw digitale operaties te optimaliseren.

Voordelen

- Gegevenskwaliteit dankzij algoritmen die bijzonder duidelijke en nauwkeurige testresultaten opleveren
- ECG-meetsoftware met nauwkeurige metingen van geregistreerde hartsignalen
- Rust ritme
- Wizard voor het plaatsen van elektroden met signaalkwaliteitscontrole, om de kwaliteit van golfvormen met een defecte vorm te verbeteren
- Farmacologische stresstest
- 16-leads acquisitie en analyse voor rust- en inspannings-ECG's: gebaseerd op echte meetgegevens, niet alleen berekeningen
- Verschillende diagnostische analyseprogramma's: ETM, ETM Sport, HyperQ (rapport en inspanning), SAECC

Specificaties

Merk	Schiller
sku	1549741
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk