

1518800 - Onderzoekslamp LED 120 - op rollend statief - vaste arm - 1 st



Beschrijving

Een zeer krachtige **Dr. Mach** onderzoekslamp voor behandelingen in de kleine chirurgie, met een uitstekende kleurenweergave. De uitvoering met variabele focus is uitgerust met lichtstelsel R86, heeft een koudlichtreflector met warmtefilter.

Voordelen

- Zonder focusregeling
- Kleurweergave Index Ra 86
- Kleurtemperatuur in K 43.000
- Lichtveldgrootte: 14 cm
- Diameter lamp 15 cm
- LED lamp 40 W

Specificaties

Merk	Dr. Mach
Focusregeling	Nee
Diameter lamp	29 cm
Aantal LED's	12
Lichtintensiteit	40000 lux
Lichtveldgrootte	13-18 cm
Touchless bediening	Nee
Lengte van de arm	55 cm
sku	1518800
Normeringen	EN ISO 13485:2016
Categorie onderzoekslampen	Onderzoekslamp
Model onderzoekslamp	Statief model
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk