


## 1546380 - Hulppootset opklapbeugel - RVS gepolijst - 1 st



### Beschrijving

Hulppootset voor opklapbare beugel dat bestaat uit een verstelbare hulppoot, afstandhouder en klemblok. Is traploos in de hoogte verstelbaar, tevens achteraf te plaatsen op opklapbare beugels LI2603.3xx, *niet toepasbaar op opklapbare beugel LI2603.350*, maximaal belastbaar tot 150 kg.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2614.3002-00
<b>sku</b>	1546380
<b>Categorie toiletsteunen</b>	Toebehoren toiletbeugels
<b>Type verpakking</b>	Stuk