

1605709 - male-female luer lock - rood - steriel - 100 st



Beschrijving

BD's male-female luer lock sluiten poorten af van intravasculaire medische toepassingen zoals infusiesets. De beschermende doppen kunnen worden gebruikt voor zowel mannelijke als vrouwelijke luer-vergrendelingen.

Voordelen

- Lipidebestendig
- Kan gebruikt worden met pomp
- Zwaartekrachtgebruik
- Vrij van ftalaten, PVC, PHT, DEPH en latex

Specificaties

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Merk | BD |
| Latex vrij | Ja |
| Steriel | Ja |
| Kleur | Rood |
| Sterilisatie methode | Ethyleen oxide |
| Europese Regelgeving | MDD - 93/42/EEC - Klasse Is |
| Type verpakking | Doos |