

## 1552206 - Tensmed - S82



### Beschrijving

Een toestel voor transcutane elektrische zenuwstimulatie. Tensmed is de beste keuze voor de professionele behandeling van pijnklachten en voor spierstimulatie. Bestaat in 2-kanaals (Tensmed S82) en 4-kanaals (Tensmed S84).

De TENS MED S82 is een elektrostimulator met twee kanalen en een duidelijk leesbaar LCD-scherm. Een klein apparaat met grootse prestaties, zowel voor thuis als in uw praktijk.

#### Kenmerken

- Programmeerbaar: 6 vrije geheugenposities waar u uw eigen instellingen kunt opslaan en aangepaste programma's kunt creëren
- Vaste programma's: 59 specifieke programma's voor functionele revalidatie en pijnbestrijding
- Fast menu: voor snelle navigatie
- Syncro-stim: verhoog de intensiteit van de twee kanalen tegelijkertijd met slechts één knop
- Verlicht display: het duidelijk leesbare lcd-display maakt het apparaat zeer functioneel en zorgt voor veel gebruiksgemak
- Werking met batterij

### Specificaties

<b>Merk</b>	Enraf-Nonius
<b>Bebat tax</b>	0.06 EUR
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk