

## 1501900 - Urinaal man - zonder deksel - vierkant - 900 ml - 120 st



### Beschrijving

Het urinaal stimuleert om zelfstandig naar het toilet gaan en biedt gemak en comfort aan mannelijke patiënten. Door het vierkante ontwerp kan het urinaal indien nodig rechtop staan. Het urinaal houdt tot 4 uur vocht vast, is gemaakt van 100% gerecycleerd materiaal en heeft een inhoud van 900 ml. De verpakking bevat 120 urinalen.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Vernacare
<b>Samenstelling</b>	100% pulp
<b>Geslacht</b>	Mannen
<b>Inhoud</b>	900 ml
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Doos