

1523648 - Otoscoopset Mini 3000 FO met handvat en etui - 2,5V - LED - 1 st



Beschrijving

Otoscoop met helder licht en authentieke LED HQ kleurweergave, geeft een gedetailleerd zicht en heeft een stevige behuizing.

Specificaties

| | |
|----------------------------------|---|
| Merk | Heine |
| Bebat tax | 0.06 EUR |
| Inclusief bij het product | Otoscoopkop Mini 300 FO - 2,5V - LED; niet-oplaadbaar handvat inclusief 2 batterijen AA; 4 herbruikbare specula 2,4 - 3 - 4 - 5 mm; 5 wegwerpspecula 2,4 mm; 5 wegwerpspecula 4 mm; stevig etui |
| Categorie otoscopen | Otoscoop set |
| Handvat otoscoop | Niet oplaadbaar handvat |
| Maat otoscoop set | Pocket size |
| Vergroting | 3 x |
| Verlichting | LED |
| Voltage | 2,5 V |
| Europese Regelgeving | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| Type verpakking | Stuk |