

## 1022202 - Velcromanchet + long met 2-in-1 slang - obesen - 1 st



### Beschrijving

Velcromanchet die geschikt is voor alle handmatige bloeddrukmeters van Boso. De juiste manchet is belangrijk voor betrouwbare en nauwkeurige meetresultaten.

### Specificaties

<b>Merk</b>	BOSO
<b>Compatibel met</b>	Boso Classico; Boso Classic
<b>Bereik armband bloeddrukmeter</b>	33 - 41 cm
<b>Doelgroep</b>	Obesen
<b>Maat armband</b>	L
<b>Type armband</b>	Velcro armband
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk