

1105382 - Onderzoekstafel Duolys - elektrisch in hoogte verstelbaar – met inklapbare hielsteunen – 1 st



Beschrijving

Duolys 3-delige elektrische onderzoekstafel is de meest multifunctionele onderzoeksbank in zijn categorie want hij is in hoogte verstelbaar van 56-96 cm met hielsteunen. Met 5 verschillende posities biedt hij het hoogste comfort waaronder de hoge positie, liggen, gynaecologie, anti-trendelenburg en trendelenburg. De buitenste rugleuning is instelbaar met een dubbel gasveer en heeft een brandwerende en waterdichte bekleding. Bovendien is de tafel compatibel met een patiëntenlift.

Specificaties

Merk	Promotal
Product afmetingen	B 73 cm, L 200.5 cm
Wielen inbegrepen	Nee
Hoogteverstelbaar	Ja
Hoogte	56-96 cm
Papierrolhouder inbegrepen	Ja
Normeringen	ISO 13485:2016
Samenstelling	Metalen frame met epoxy poedercoating
Hefvermogen	200 kg
sku	1105382
Aantal delen	3-delig
Hoogteverstelling	Elektrisch
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk