

## 1501680 - Onderzoekslamp GS600 - LED - op rollend statief - flexibele arm 65 cm - 1 st



### Beschrijving

Een reële weergave van de weefselkleuren dankzij een homogeen helder wit licht. Hetzij zonder, hetzij met een uiterst minieme warmteafgifte naargelang het type. Met deze GS LED (Green Series) onderzoekslamp kiest u ook milieubewust: geen vervanging meer van halogeenlampen, een uitermate lange levensduur en een lager energieverbruik. Ideaal voor eerstelijnszorg, spoed, polikliniek, dermatologie en ook voor gynaecologie.

## Specificaties

<b>Merk</b>	WelchAllyn
<b>Focusregeling</b>	Nee
<b>Aantal LED's</b>	3
<b>Lichtintensiteit</b>	15000 lux
<b>Touchless bediening</b>	Ja
<b>Lengte van de arm</b>	79 cm
<b>sku</b>	1501680
<b>Categorie onderzoekslampen</b>	Onderzoekslamp
<b>Model onderzoekslamp</b>	Statief model
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk