

1010655 - Gelostretch® - 10 cm x 5 m - 10 st



Beschrijving

Gelostretch® geïmpregneerde windel met zinkgel direct klaar voor gebruik met een zeer hoge werkdruk en een zeer lage rustdruk die eenvoudig is om aan te leggen.

Specificaties

Merk	BSN
Samenstelling	Zinklijm
Steriel	Nee
Zelfklevend	Ja
sku	1010655
Kleur	Wit
Maat	10 cm x 5 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos