

## 1575188 - Mobilyzer Excellent - inclusief gebogen stuur



### Beschrijving

Het model Mobilyzer Excellent komt tegemoet aan de wensen van de revalidatiepatiënt. De Mobilyzer Excellent is voornamelijk te vinden op de afdelingen oncologie, neurologie, reumatologie, nefrologie en longziekten. Door de Mobilyzer te combineren met diverse hulpstukken kunt u aan de behoeften van verschillende patiënten voldoen.

De Mobilyzer kenmerkt zich door zijn bijzondere frame en voet. Dankzij de voet met vijf wielen ervaart de patiënt maximale stabiliteit. Het stuur is eenvoudig in hoogte te verstellen, zodat ook kinderen de Mobilyzer kunnen benutten.

### Specificaties

<b>Merk</b>	TechniCare
<b>Normeringen</b>	EN 1985 EN 12182
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk