

1533485 - Texa® verbandset 9 - steriel - 1 x 44 st



Beschrijving

Texa verbandset 9 wordt steriel afzonderlijk verpakt en bevat:

- 1 x tongspatel (lxbxh) 140 x 14 x 1,6 mm vervaardigd uit hout
- 2 x pincet blauw 12,5 cm vervaardigd uit polyethyleen BG70, 30% glasvezel
- 1 x steriel veld 2-laags, 38 x 46 cm vervaardigd uit polyethyleen stof 40g/m² (polythyleen 17g/m² + vloeipapier 23g/m²)
- 3 x gaaskompressen 5 x 5 cm vervaardigd uit 100% absorberend katoen

Specificaties

Merk	Texa
Inhoud steriele sets	Gaaskompres 5 x 5 cm: 3st, pincet: 1st, tongspatel: 1st, steriel veld 38 x 46 cm: 1st
Normeringen	ISO 13485: 2016
Blister	3-delig
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos