

## 1575128 - Urinaal Ursec adapter mannen - vrouwen - Non-spill - 1 st



### Beschrijving

Uiterst veilig urinaal door zijn intelligente design: de dop loopt uit in trechtervorm. Hierdoor mag het urinaal in elke positie komen, eventueel zelfs vallen met nauwelijks kans op lekken.

Wordt eenvoudig geledigd door de dop achteraan los te schroeven. Er wordt voor deze dop een tweede, kindveilige versie geleverd, zoals de draaidoppen op bepaalde reinigingsflessen. Het handvat is afneembaar voor een grondige reiniging, het urinaal is geschikt om te steriliseren in een autoclaaf.

### Specificaties

<b>Autoclaveerbaar</b>	Ja
<b>sku</b>	1575128
<b>CNK-code</b>	4321394
<b>Geslacht</b>	Unisex
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Type verpakking</b>	Stuk