

1549230 - Otoscoopset Beta 200 F.O. met NT4 handvat en etui - 3,5V - LED - 1 st



Beschrijving

Otoscoop Beta 200 geeft de scherpste beelden, perfecte kleurweergave en helderheid in XHL, vervaardigd uit een volledig metalen behuizing en krasbestendige glazen die een levenslang onderhoudsvrij gebruik garanderen. Met een vergroting tot 3 keer, het multi-gecoate glazen kijkvenster biedt een hoge resolutie en vervormingsvrije beelden.

Specificaties

Merk	Heine
Bebat tax	0.06 EUR
Inclusief bij het product	Otoscoopkop Beta 200 FO - 3,5V - LED; handvat NT4 met heroplaadbare batterij - 3,5V; tafellader NT4; 4 herbruikbare specula 2,4 - 3 - 4 - 5 mm; 5 wegwerpspecula 2,4 mm; 5 wegwerpspecula 4 mm; stevig etui
sku	1549230
Categorie otoscopen	Otoscoop set
Handvat otoscoop	Oplaadbaar handvat
Maat otoscoop set	Standaardmaat
Vergroting	3 x
Verlichting	LED
Voltage	3,5 V
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk