

**1573671 - Urinezakken - steriel - 2 L - terugslagklep - schuifslot -  
leiding 90 cm - 1 x 10 st**



## Beschrijving

Steriele urinezak met een totaal inhoud van 2 liter, met een terugslagklep, een schuifslot en een leiding van 90 cm. Bevat een universele aansluiting om katheters op aan te sluiten.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Romed
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Ledigbaar</b>	Ja
<b>Samenstelling</b>	Zak: folie = PVC, soldering = hoge frequentie, capaciteit= 1500 cc tot 2000 cc, verzachter = sojaboon olie; terugslagklep: PVC; buis: PVC lengte = 90 cm, diameter= 0,5 cm; aansluiting: PVC; tap: LDPE (lagedichtheidpolyteen)
<b>Normeringen</b>	EN ISO 8669-2:1996
<b>Inhoud</b>	2 l
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
<b>Type verpakking</b>	Zak