

## 1576012 - OP-G7+N Gynaecologische onderzoeksstoel met beensteunen (zonder voetenbankje)



### Beschrijving

De OP-G7+ onderzoeksstoel is ontworpen om te voldoen aan alle behoeften van de specialist. Deze veelzijdigheid is te danken aan de grote bewegingscapaciteit dankzij de vier onafhankelijke motoren en het modulaire systeem van accessoires, waardoor de zorgprofessional ze kan combineren volgens de specifieke behoeften van de praktijk.

Vervaardigd met materialen van de hoogste kwaliteit, met volledige aandacht voor de ergonomische behoeften en met behulp van een comfortabel en hygiënisch bekledingssysteem. Zo zorgt OPTOMIC voor de beste ervaring voor arts en patiënt.

### Kenmerken

- Minimale hoogte van 48 cm: ontworpen om de toegang voor patiënten zo gemakkelijk mogelijk te maken
- Beensteunbeweging voor patiëntenzorg
- Hefvermogen tot 310 kg
- Inklapbare gemotoriseerde beensteun
- Bekkenbeweging wordt vergemakkelijkt
- In hoogte verstelbaar
- Bediening met de hand- of voetschakelaar
- Optionele armsteunen

## Specificaties

<b>Merk</b>	Optomic
<b>Product afmetingen</b>	B 66 cm, L 175 cm
<b>Hoogte</b>	104 cm
<b>Hoogteverstelbaar</b>	Ja
<b>Papierrolhouder inbegrepen</b>	Ja
<b>Hefvermogen</b>	310 kg
<b>Hoogteverstelling</b>	Elektrisch
<b>Standaard hoogtebediening</b>	Rondombediening
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk