

1561392 - Autoclaaf B Futura 22 - 22 liter



Beschrijving

In tegenstelling tot traditionele sterilisatoren heeft de Futura van Mocom geen externe wateraansluiting nodig voor de behandeling van het leidingwater. Dankzij de demineralisatiefilter op de hoofdtank kan de gebruiker deze vullen met gewoon leidingwater, waardoor de ruimte aanzienlijk wordt geoptimaliseerd, de processen worden gestroomlijnd en aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd. Het filtratiesysteem van de Futura garandeert een ongekend bedieningsgemak.

Het ingebouwde systeem maakt het mogelijk de efficiëntie van de operaties te verhogen, waardoor het beheer van gedemineraliseerd water niet meer nodig is. De B Futura-sterilisator is een slim en essentieel werkinstrument dat uitstekende prestaties garandeert, mede dankzij het LCD-kleurentouchscreen en de gebruiksvriendelijke interface. De B Futura sterilisator is verkrijgbaar in drie maten (17 - 22 - 28 L).

Specificaties

Merk	Mocom
Gewicht product	52 kg
Aantal plateaus	5
Buitenafmetingen (l x h x d)	480 x 500 x 600 mm
Binnenafmetingen (dxD)	250 x 450 mm
Mogelijkheid aansluiting printer	Ja
Autonomie	6 - 10 cycli
Volume	22 L
Type verpakking	Stuk