

## 1533134 - Verpleegdeken - 1-delig - zonder mouwen - badstof - 1 st



### Beschrijving

**Fico's** verpleegdeken is geschikt voor een standaard eenpersoonsbed. Het is voorzien van een insteekflap aan de boven- en onderkant die rond de matras komt zodat de patiënt niet uit bed kan.

Het verpleegdeken heeft een permanente brandvertragende eigenschap en het stof is sterk en scheurbestendig.

De patiënt ligt rechtstreeks op het bed, onder het verpleegdeken. Vanaf de heupen gaat het verpleegdeken over in een pyjama. De ritsluiting loopt van de kin tot aan het voeteinde van het bed zodat de patiënt niet zelf uit het verpleegdeken kan. Aan de zijkant kan optioneel een ritsopening van 10 cm voorzien worden voor eventuele toegang voor buisjes. Het deken mag in de wasmachine op maximum 60°.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Fico
<b>Product afmetingen</b>	B 90 cm, L 200 cm
<b>Normeringen</b>	BS EN 1021-1-2; 410 N
<b>Samenstelling</b>	34,5% katoen, 31% pes; 22,5% modacryl, 12% viscose, 280g/m <sup>2</sup>
<b>Type verpakking</b>	Stuk