

## 1533327 - Corival cpet + transportwiel



### Beschrijving

De Corival is een van de populairste ergometers ter wereld. Hij kan worden aangestuurd door alle bekende cardio-pulmonale oefentoestellen. De werkbelasting, het toerental en de tijd kunnen worden afgelezen op het 3,5" kleurenscherm. De ultralage instap maakt een gemakkelijke toegang tot de ergometer mogelijk en het nieuwste ontwerp garandeert een perfecte ergonomische houding. Bovendien is het geluidsniveau tot een minimum beperkt.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Lode
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
<b>Type verpakking</b>	Stuk