

1571858 - Voetblok - kBox4 Lite & kBox4 Active



Beschrijving

Het Exxentric voetblok is een accessoire voor iedereen die het meeste wil halen uit zijn vliegwielttraining op de kBox4 Lite & Active. Het staat erom bekend dat het de gebruiker helpt om van richting te veranderen tijdens de oefeningen. Het kan ook worden gebruikt als hielsteun bij squats, maar ook om de voet omhoog te brengen bij calf press oefeningen. Het voetblok is gepoedercoat, esthetisch en licht om mee te nemen wanneer u de kBox4 Lite & Active wenst te gebruiken. Het voetblok meet 44.5 x 10 x 4.5 cm.

Specificaties

| | |
|-----------------------------|------------|
| Merk | Exxentric |
| Europese Regelgeving | 2001/95/EC |
| Type verpakking | Stuk |